

NORIKS KneeFix — orteza ortopedyczna na kolano

Regulowany ucisk, boczne stabilizatory i żelowa poduszka na rzepkę.

Ucisk	Regulowany pokrętkiem, bez zdejmowania ortezy
Stabilizacja	Dwa boczne stabilizatory
Poduszka	Żelowa poduszka obejmująca rzepkę kolana
Trzymanie	Silikonowa krawędź antypoślizgowa
Rozmiary	S/M – 2XL według masy ciała; wersja na lewe i prawe kolano



W ZESTAWIE

- 1 orteza na kolano (oznaczenie L = lewe, R = prawe)

SZYBKI START

1. Sprawdź oznaczenie dla lewego lub prawego kolana.
2. Pociągnij pokrętko na zewnątrz, aby je zwolnić, i naciągnij ortezę jak skarpetę.
3. Ustaw otwór wokół rzepki i stopniowo dokręć ucisk.

1. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Masa ciała
S/M	50 – 75 kg
L	75 – 90 kg
XL	90 – 110 kg
2XL	110 – 130 kg

Orteza wykonywana jest osobno na lewe i prawe kolano. Przed założeniem sprawdź oznaczenie — założona odwrotnie nie utrzyma stabilizatorów we właściwym miejscu.

2. Zakładanie

- 1 Pociągnij pokrętko na zewnątrz — dopiero wtedy się zwalnia i ortezę można poluzować lub zdjąć.
- 2 Naciągnij ortezę przez stopę aż do kolana, jak skarpetę.
- 3 Ustaw ją tak, aby otwór znalazł się dokładnie wokół rzepki, a żelowa poduszka ją obejmowała.
- 4 Sprawdź, czy boczne stabilizatory znajdują się po bokach kolana, a nie z przodu.
- 5 Wciśnij pokrętko z powrotem i obracaniem stopniowo dokręć ucisk aż do przyjemnego uczucia podparcia.

Udoban oslonac u 3 koraka



1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Trzy kroki do prawidłowego dopasowania.



Precizni kotačić za kompresiju

Prilagodljiva kompresija i siguran dosjed

Silikonski grip protiv klizanja

Mekana silikonska tekstura sprječava klizanje i uvijanje.



Dvostruki bočni stabilizatori

Bočna stabilnost koljena



GEL jastučić za patelu

Rasterećenje pritiska i ublažavanje udaraca

Pokrętko, boczne stabilizatory i żelowa poduszka.

3. Regulacja ucisku

- Zmieniaj ucisk w ciągu dnia: mocniej przy chodzeniu, schodach i długim staniu, luźniej przy siedzeniu i odpoczynku.
- Prawidłowo dokręcona orteza **nie przesuwa się** podczas chodzenia, a podudzie zachowuje normalny kolor i ciepłotę.
- Przy zdejmowaniu zawsze najpierw pociągnij pokrętko na zewnątrz; nie ściągaj ortezy przez dokręcone pokrętko.



Boczne stabilizatory podążają za zginaniem kolana.

4. Jak długo nosić

- Pierwsze dni: 2 – 3 godziny dziennie, aż kolano się przyzwyczai.
- Następnie: podczas czynności obciążających kolano — chodzenie, praca, trening, schody.
- Nie noś jej podczas snu.

5. Rozwiązywanie problemów

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Orteza zsuwa się w dół	Za słaby ucisk lub wilgotna skóra	Wciśnij pokrętło i dokręć; silikonową krawędź przetrzyj wilgotną szmatką, aby odzyskała przyczepność
Mrowienie lub drętwienie podudzia	Za mocny ucisk	Natychmiast pociągnij pokrętło na zewnątrz; jeśli uczucie nie ustąpi w kilka minut, zdejmij ortezę

Co się dzieje	Przyczyna	Rozwiązanie
Otwór nie znajduje się wokół rzepki	Orteza naciągnięta za nisko albo odwrotna wersja L/R	Sprawdź oznaczenie i przesun orteżę tak, aby poduszka objęła rzepkę
Orteza marszczy się w zgięciu	Za duży rozmiar	Weź mniejszy rozmiar według tabeli wagi

6. Pranie i pielęgnacja

- Pranie ręczne w 30 °C łagodnym detergentem, bez płynu zmiękczającego i wybielaczy.
- Susz na powietrzu, na płasko. Nie w suszarce, na kaloryferze ani na słońcu.
- Silikonową krawędź od czasu do czasu przetrzyj wilgotną szmatką, aby zachowała przyczepność.
- Pokrętko i prowadnice utrzymuj suche i wolne od piasku oraz kurzu.

KneeFix to codzienne wsparcie, a nie leczenie. Przy ostrym urazie, dużym obrzęku, rozgrzanym lub niestabilnym kolanie oraz po operacji o noszeniu zdecyduj z lekarzem.

7. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na info@noriks.com i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

KneeFix jest codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.