

## NORIKS KneeFix — orteza ortopedyczna na kolano

Regulowany ucisk, boczne stabilizatory i żelowa poduszka na rzepkę.

|              |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Ucisk        | Regulowany pokrętkiem, bez zdejmowania ortezy              |
| Stabilizacja | Dwa boczne stabilizatory                                   |
| Poduszka     | Żelowa poduszka obejmująca rzepkę kolana                   |
| Trzymanie    | Silikonowa krawędź antypoślizgowa                          |
| Rozmiary     | S/M – 2XL według masy ciała; wersja na lewe i prawe kolano |



### W ZESTAWIE

- 1 orteza na kolano (oznaczenie L = lewe, R = prawe)

### SZYBKI START

1. Sprawdź oznaczenie dla lewego lub prawego kolana.
2. Pociągnij pokrętło na zewnątrz, aby je zwolnić, i naciągnij ortezę jak skarpetę.
3. Ustaw otwór wokół rzepki i stopniowo dokręć ucisk.

## 1. Dobór rozmiaru

| Rozmiar | Masa ciała   |
|---------|--------------|
| S/M     | 50 – 75 kg   |
| L       | 75 – 90 kg   |
| XL      | 90 – 110 kg  |
| 2XL     | 110 – 130 kg |

Orteza wykonywana jest osobno na lewe i prawe kolano. Przed założeniem sprawdź oznaczenie — założona odwrotnie nie utrzyma stabilizatorów we właściwym miejscu.

## 2. Zakładanie

- 1 Pociągnij pokrętło na zewnątrz — dopiero wtedy się zwalnia i ortezę można poluzować lub zdjąć.
- 2 Naciągnij ortezę przez stopę aż do kolana, jak skarpetę.
- 3 Ustaw ją tak, aby otwór znalazł się dokładnie wokół rzepki, a żelowa poduszka ją obejmowała.
- 4 Sprawdź, czy boczne stabilizatory znajdują się po bokach kolana, a nie z przodu.
- 5 Wciśnij pokrętło z powrotem i obracaniem stopniowo dokręć ucisk aż do przyjemnego uczucia podparcia.

## Udoban oslonac u 3 koraka



### 1. NAVUCITE STEZNIK PREKO KOLJENA

Povucite steznik prema gore za siguran i udoban dosjed.

### 2. PORAVNAJTE GEL JASTUČIĆ

Postavite gel jastučić centrirano oko čašice koljena.

### 3. PRILAGODITE KOMPRESIJU

Okrenite kotačić kako biste prilagodili oslonac i stabilnost.

Trzy kroki do prawidłowego dopasowania.



### Precizni kotačić za kompresiju

Prilagodljiva kompresija i siguran dosjed

### Silikonski grip protiv klizanja

Mekana silikonska tekstura sprječava klizanje i uvijanje.



### Dvostruki bočni stabilizatori

Bočna stabilnost koljena



### GEL jastučić za patelu

Rasterećenje pritiska i ublažavanje udaraca

Pokrętko, boczne stabilizatory i żelowa poduszka.

## 3. Regulacja ucisku

- Zmieniaj ucisk w ciągu dnia: mocniej przy chodzeniu, schodach i długim staniu, luźniej przy siedzeniu i odpoczynku.
- Prawidłowo dokręcona orteza **nie przesuwa się** podczas chodzenia, a podudzie zachowuje normalny kolor i ciepłotę.
- Przy zdejmowaniu zawsze najpierw pociągnij pokrętko na zewnątrz; nie ściągaj ortezy przez dokręcone pokrętko.



Boczne stabilizatory podążają za zginaniem kolana.

#### 4. Jak długo nosić

- Pierwsze dni: 2 – 3 godziny dziennie, aż kolano się przyzwyczai.
- Następnie: podczas czynności obciążających kolano — chodzenie, praca, trening, schody.
- Nie noś jej podczas snu.

#### 5. Rozwiązywanie problemów

| Co się dzieje                            | Przyczyna                         | Rozwiązanie                                                                                          |
|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Orteza zsuwa się w dół</b>            | Za słaby ucisk lub wilgotna skóra | Wciśnij pokrętło i dokręć; silikonową krawędź przetrzyj wilgotną szmatką, aby odzyskała przyczepność |
| <b>Mrowienie lub drętwienie podudzia</b> | Za mocny ucisk                    | Natychmiast pociągnij pokrętło na zewnątrz; jeśli uczucie nie ustąpi w kilka minut, zdejmij ortezę   |

| Co się dzieje                       | Przyczyna                                            | Rozwiązanie                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Otwór nie znajduje się wokół rzepki | Orteza naciągnięta za nisko albo odwrotna wersja L/R | Sprawdź oznaczenie i przesun orteżę tak, aby poduszka objęła rzepkę |
| Orteza marszczy się w zgięciu       | Za duży rozmiar                                      | Weź mniejszy rozmiar według tabeli wagi                             |

## 6. Pranie i pielęgnacja

- Pranie ręczne w 30 °C łagodnym detergentem, bez płynu zmiękczającego i wybielaczy.
- Susz na powietrzu, na płasko. Nie w suszarce, na kaloryferze ani na słońcu.
- Silikonową krawędź od czasu do czasu przetrzyj wilgotną szmatką, aby zachowała przyczepność.
- Pokrętko i prowadnice utrzymuj suche i wolne od piasku oraz kurzu.

KneeFix to codzienne wsparcie, a nie leczenie. Przy ostrym urazie, dużym obrzęku, rozgrzanym lub niestabilnym kolanie oraz po operacji o noszeniu zdecyduj z lekarzem.

## 7. Gwarancja, wymiana i zwrot

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 30 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

KneeFix jest codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.