

## Pas ortopedyczny NORIKS na plecy

Ukierunkowany ucisk na dolny odcinek pleców i stabilizacja przy codziennych ruchach.

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| Rozmiary     | S/M: obwód bioder 75 – 110 cm · L/XL: 110 – 140 cm |
| Noszenie     | Okolo 2 – 3 godziny dziennie                       |
| Pod ubraniem | Krój dopasowany do noszenia pod większością ubrań  |
| Regulacja    | Rzepy do precyzyjnego napinania                    |
| Pranie       | Ręcznie, zimna woda, suszenie na powietrzu         |



### W ZESTAWIE

- 1 pas ortopedyczny

### SZYBKI START

1. Zmierz obwód bioder w najszerszym miejscu i wybierz rozmiar.
2. Załóż pas tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż, a nie talię.
3. Napnij go stojąc wyprostowany, aż poczujesz mocne podparcie bez ucisku na oddech.

## 1. Dobór rozmiaru

| Rozmiar | Obwód bioder |
|---------|--------------|
| S/M     | 75 – 110 cm  |
| L/XL    | 110 – 140 cm |

Obwód bioder mierz w najszerszym miejscu, na białej bieliźnie. Jeśli jesteś na granicy, weź mniejszy rozmiar — pas dopasowuje się na zewnątrz dzięki rzepom.

## 2. Zakładanie

- 1 Stań wyprostowany i rozluźnij ramiona.
- 2 Umieść pas wokół dolnej części pleców tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż, a część środkowa przylegała do kręgosłupa.
- 3 Zapnij główną klapę, a następnie równomiernie napnij boczne taśmy.
- 4 Sprawdź oddech: pas ma dawać uczucie mocnego podparcia, ale nie może utrudniać oddychania.
- 5 Przy siadaniu lekko poluzuj taśmy, przy wstawaniu ponownie je napnij.



Pas zakrywa krzyż i stabilizuje dolny odcinek pleców.



Napięcie reguluje się bocznymi taśmami.

### 3. Jak długo nosić

- Zwykle 2 – 3 godziny dziennie, w okresach największego obciążenia.
- Noś go przy dłuższym staniu, siedzeniu, prowadzeniu auta i podnoszeniu ciężarów.
- Nie noś go cały dzień bez przerwy i nie śpij w nim.
- Pas pomaga utrzymać plecy w prawidłowszej pozycji, ale nie zastępuje mięśni tułowia — obok niego zachowaj zwykłą aktywność ruchową.

### 4. Rozwiązywanie problemów

| Co się dzieje                                   | Przyczyna                              | Rozwiązanie                                                           |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Pas podczas chodzenia podjeżdża do talii</b> | Założony za wysoko lub za duży rozmiar | Opuść go tak, aby dolna krawędź zakrywała krzyż; sprawdź obwód bioder |
| <b>Utrudnione oddychanie</b>                    | Za mocno napięty                       | Poluzuj boczne taśmy o jeden stopień                                  |
| <b>Rzep przestaje trzymać</b>                   | Włókna i kurz w taśmie                 | Oczyść rzep suchą szczoteczką; pierz z zapiętymi taśmami              |
| <b>Dyskomfort przy siedzeniu</b>                | Takie samo napięcie jak przy staniu    | Przy siedzeniu lekko poluzuj, przy wstawaniu napnij                   |

### 5. Pranie i pielęgnacja

- Pierz ręcznie w zimnej wodzie łagodnym detergentem, z zapiętymi rzepami.
- Bez wybielaczy i płynów zmiękczających. Susz na powietrzu, na płasko.
- Nie prasuj i nie susz na kaloryferze.

Przy ostrym urazie pleców, silnym lub promieniującym do nogi bólu, w ciąży i po operacji kręgosłupa o noszeniu zdecyduj z lekarzem.

## 6. Gwarancja, wymiana i zwrot

---

- O zwrot lub wymianę możesz wystąpić w ciągu 14 dni od dostawy.
- Produkt musi być nieużywany, nieprany i w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym dowodem zakupu.
- Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący — chyba że produkt dotarł uszkodzony lub wysłano niewłaściwą pozycję.
- Pieniądze zwracamy na PayPal lub IBAN, w ciągu 3 do 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
- W sprawie zwrotu lub wymiany napisz na [info@noriks.com](mailto:info@noriks.com) i podaj numer zamówienia.

Jeśli produkt dotrze uszkodzony lub z wadą wykonania, zgłoś się od razu — taki przypadek rozwiązujemy bez kosztów dla Ciebie.

Pas ortopedyczny jest codziennym wsparciem, a nie leczeniem. Nie stawia diagnozy i nie zastępuje porady lekarza. Jeśli dolegliwości się utrzymują, nasilają lub pojawiają po urazie, zgłoś się do lekarza.